



MS SYSTEM

064 Имплантат MS SA - для Узкого Гребня Имплантат
066 MS SA - для Съёмного Протезирования

068 Имплантат MS - Временный
070 Набор MS

Имплантат MS SA - для Узкого Гребня

- Возможность установки на узком участке, например во фронтальном отделе нижней челюсти
- Имплантат образует единое целое с Абатментом, что позволяет распределить нагрузку при жевании; шейка имплантата снабжена микрорезьбой, которая обеспечивает оптимальное распределение нагрузки
- Оптимальная стабильность (протокол немедленной нагрузки)
- Рекомендуемый момент кручения: ≤ 30 Нсм



Д Ø2.0		В/Д \ Длина	8.5	10	11.5	13
	2.5		MSN2008S25	MSN2010S25	MSN2011S25	MSN2013S25
	4.0		MSN2008S40	MSN2010S40	MSN2011S40	MSN2013S40
Д Ø2.5		В/Д \ Длина	8.5	10	11.5	13
	2.5		MSN2508S25	MSN2510S25	MSN2511S25	MSN2513S25
	4.0		MSN2508S40	MSN2510S40	MSN2511S40	MSN2513S40
Д Ø3.0		В/Д \ Длина	8.5	10	11.5	13
	2.5		MSN3008S25	MSN3010S25	MSN3011S25	MSN3013S25
	4.0		MSN3008S40	MSN3010S40	MSN3011S40	MSN3013S40

Компоненты Имплантата MS SA - для Узкого Гребня

Слепочный Модуль - для Узкого Гребня

- Используется для точно снятия слепков



MSPIC

Временный колпачок

- Используется для изготовления временных конструкций (без цементная фиксация)



MSPTC

Лабораторный Аналог

- Используется в качестве рабочей модели MS Имплантата для Узкого Гребня



MSPLA

Выжигаемый Цилиндр

- Может использоваться как основа для протезирования
- Используется для очистки края литого протеза

Тип	Одиночный	Мостовой
-----	-----------	----------



MSPBCS



MSPBCB

Имплантат MS SA для Съемного Протезирования

- Имплантат для съемного протезирования, используемый при малой ширине кости у пациентов с отсутствием зубов или при невозможности установки имплантатов стандартного размера
- Микрорезьба в верхней части Имплантата способствует жевательной нагрузке на альвеолярную кость, применяется при немедленном протезировании
- Быстрая и удобная процедура протезирования
- Используется имплантат с учетом глубины десны 2 или 4 мм
- Рекомендованный момент кручения: 30 Нсм



Д Ø2.0

В/Д \ Длина	8.5	10	11.5	13
				
2.0	MSD2008S20	MSD2010S20	MSD2011S20	MSD2013S20
4.0	MSD2008S40	MSD2010S40	MSD2011S40	MSD2013S40

Д Ø2.5

В/Д \ Длина	8.5	10	11.5	13
				
2.0	MSD2508S20	MSD2510S20	MSD2511S20	MSD2513S20
4.0	MSD2508S40	MSD2510S40	MSD2511S40	MSD2513S40

Д Ø3.0

В/Д \ Длина	8.5	10	11.5	13
				
2.0	MSD3008S20	MSD3010S20	MSD3011S20	MSD3013S20
4.0	MSD3008S40	MSD3010S40	MSD3011S40	MSD3013S40

Компоненты Имплантатов MS SA для Съемного Протезирования

O-ring Система

- Используется для съемного протезирования
- В комплект входит ретенционный колпачок и фиксирующее кольцо



RCS01

Комплект колец O-ring

- Упаковка : 5шт



OAON01S

Лабораторный Аналог O-ring


- Лабораторный Аналог O-ring для съемного протезирования



MSDLA

Имплантат MS - Временный

- Используется при временном протезировании на Имплантатах в протоколе немедленной нагрузки у пациентов с полным или частичным отсутствием зубов
- Простая конструкция для временного протезирования с помощью временных колпачков
- Прямоугольная форма Абатмента облегчит извлечение Имплантата
- Оптимальный дизайн конструкции, резьбы и сверла для лучшего проникновения в кость и обеспечения первичной стабильности



Д Ø1.8

Длина	10	13	15
			
	MST18104	MST18134	MST18154

Д Ø2.5

Длина	10	13	15
			
	MST25104	MST25134	MST25154

Компоненты Имплантата MS - Временный

Временный Колпачок

- Используется для изготовления временного протеза (титановый)



MSTPC

Лабораторный Аналог

- Используется в качестве рабочей модели Временного MS Имплантата



MSTLA