

Синтетическая кость - обладает превосходной способностью замещения и оссификации благодаря взаимосвязанной микропористой структуре и оптимальному составу


OSSTEM[®]
IMPLANT

Q-Oss +

Оптимальные пропорции β-ТСР состава

HA 20% + β-ТСР 80%

Микропористая структура




Содержит 1~5мм микро + 300~500мм макро поры

Отличная смачиваемость кровью




Возможна 100% абсорбция. Образец 0.25мл, кровь 0.25мл



※ Взаимосвязанные микропоры - 3D эффект

Стимулирование оссификации путем улучшения просачиваемости жидкости и адгезии клеток через микропоры




Превосходное удержание объема

Длительное и стабильное сохранение объема кости благодаря HA (Гидроксилапатит)

Превосходная способность замещения новой костью

Изменение объема



Q-Oss+ постепенно преобразуется в костную ткань