



Dental Equipment

Дентальное оборудование

- 182** SM5 физиодиспенсер
- 183** K3 стоматологическая установка
- 185** T2 Дентальная компьютерно-томографическая система

Физиодиспенсер (SM5)

SM5

- Ширина x длина x высота: 265 x 255 x 100мм
- Масса: 1,9кг (блок ножного управления),
1,1кг (микромотор 125г)
- Входное напряжение: 100-240 В
- Скорость вращения: 300 - 40 000 оборотов в мин
- Мах крутящий момент: 80 Нсм
- Производительность насоса: 30 - 100 мл/мин
- Длина провода блока ножного управления - 2,5м
- Длина провода микромотора - 2 м



EXPERTsurg

Угловой наконечник S201L

- Круглый съемный бор
- Наконечник легко отделяется для удобства чистки и смазки
- Крепкие шаровые опоры наконечника способствуют длительному сроку службы
- Уменьшенный размер наконечника со встроенной системой охлаждения
- Максимальная скорость: 15-2000 оборотов в минуту
- Максимальная сила крутящего момента: 50 Нсм



S201L

Стоматологическая установка (K3)

K3

- Уникальный дизайн
- Технологичные решения для точной операции
- Максимальный комфорт и удобство пациента, врача и ассистента
- Первостепенный клиентский сервис
- Гарантия 2 года

Комплектация стоматологической установки K3



Тип стола



Встроенный



Мобильный
(передвижной)

Тип стула



Стул
доктора



Стул
ассистента

Цветовая палитра



Коричневый



Темно-синий



Красный



Оранжевый



Слоновая кость



Светло-зеленый



Голубой



Светло-фиолетовый

Электрический микромотор

EIL (Bien-air)



Скалер

Osstem S5L (EMS)
с подсветкой

Osstem S5 (EMS)
без подсветки



Стоматологическая установка (КЗ)

Для врача

Для правильного и успешного лечения
удобный стол для врача



Для ассистента

Для эффективной помощи врачу
стол и блок ассистента



Для пациента

Для удобства пациента
эргономичный дизайн кресла



Цветовая гамма

Коричневый



Темно-синий



Красный



Оранжевый



Слоновая кость



Светло-зеленый



Голубой




Светло-фиолетовый



Дентальная компьютерно-томографическая система

(T2)

T2




Различный угол обзора позволяет использовать широкий спектр приложений


- доступен угол обзора 15x9 (стандарт), 5x5, 8x9, 10x9, 12x9, 15x15 (сшивание)
- Технология сшивания позволяет увеличить угол обзора 15x15.
- угол обзора 5x5 позволяет получить точное изображение целевой области




Multi FOV



FOV 15x15 (Stitching)
(Orthodontics / Facial Analysis)




FOV 15x15 (Stitching)
(Orthodontics / Facial Analysis)




FOV 15x15 (Stitching)
(Orthodontics / Facial Analysis)

Размер вокселя высокого разрешения для получения четких изображений

- Изображения имеют размер вокселя 0,08 мм (80 микрон), что позволяет получать изображения с высоким разрешением.




T1 15X9
(0.2mm Voxel)



T2 5X5
(0.08mm Voxel)

Упрощенная визуализация ВНЧС

Обработка изображений ВНЧС теперь еще проще, поскольку нет необходимости менять упор для подбородка.



10X9 TMJ(Rt)



10X9 TMJ(Lt)

OSSTEM[®]
IMPLANT